


Configuration d'une acquisition en mode **Time Based**

1°) Ouverture du menu de configuration



Ouverture du menu **configuration** d'une acquisition

2°) Configuration de l'acquisition




Durée de l'acquisition

Curseur de réglage du nombre d'acquisitions

Nombre total d'acquisitions réglé par le curseur

Déclenchement de l'acquisition

Déclenche l'acquisition



Si un seuil de déclenchement (triggering) a été fixé, l'interface attend une action (par ex basculement d'un interrupteur) pour commencer l'acquisition.